



# PERISTERILISATION

Innovation au service de la stérilisation



## SOMMAIRE

---

<b>PAILLASSES SECHES / HUMIDES</b>	<b>Page 1</b>
<b>CONDITIONNEMENT</b>	<b>Page 2</b>
<b>DISTRIBUTION / RAMASSAGE</b>	<b>Page 3</b>
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>Page 4</b>
<b>RANGEMENT</b>	<b>Page 7</b>
<b>PANIER DE LAVAGE</b>	<b>Page 10</b>
<b>PANIER DE STÉRILISATION</b>	<b>Page 11</b>
<b>DECONTAMINATION</b>	<b>Page 12</b>
<b>MODULE DE CHARGEMENT / CHARIOT</b>	<b>Page 14</b>
<b>ADOUCCISSEUR / COMPRESSEUR</b>	<b>Page 15</b>

## PAILLASSE SECHE & HUMIDE

### PAILLASSE SECHE

#### ELEMENT DE CONDITIONNEMENT

Châssis tubulaire 35x35 sur vérins de mise à niveau, hauteur 900 mm.  
 Plateau Inox



#### ACCESSOIRES :

- Étagère inférieure - Tôle acier Inox ou Fil Inox maille 160 x 40
- Dossieret arrière
- Bloc tiroir sous paillasse

REFERENCE	DIMENSIONS
Pl000200	1200 x 700 mm
Pl000201	1500 x 700 mm
Pl000202	1500 x 700 mm
Pl000203	2400 x 700 mm
<i>Largeur 600 mm disponible</i>	
<small>* Corian : nous consulter</small>	

### PAILLASSE HUMIDE

#### ELEMENT DE LAVAGE

Bord anti-ruissellement, 1/2 bacs avec bonde et surverse et robinetterie.  
 Châssis tubulaire 35x35 sur vérins de mise à niveau, hauteur 900 mm.

#### ACCESSOIRES :

- Placard de rangement
- Étagère(s) inférieure(s)
- Douchette




REFERENCE	DIMENSIONS
Pl001000	1200 x 700 mm
Pl001001	1500 x 700 mm
Pl001002	1800 x 700 mm
Pl001003	2400 x 700 mm

#### DIMENSIONS BACS STANDARDS (L x P x H - en mm)

- 400 x 400 x 300 mm
- 450 x 450 x 300 mm
- 500 x 500 x 350 mm
- 600 x 500 x 350 mm
- 760 x 510 x 380 mm
- ...

### Mitigeur de prélavage

Colonne de prélavage à douchette avec robinet de puisage à bec orientable Ø 22 L.200. Mitigeur monotrou sur table avec raccords flexibles F3/8 et clapets anti retour



# CONDITIONNEMENT

## TABLE DE SOUDAGE SUR ROULETTES

Plateau acier Inox 18/10 épaisseur 15/10, 2 échelles latérales tube carré 30 x 30, étagère inférieure fil acier Inox



REFERENCE	DIMENSIONS
Plo00400	1050 x 630 x 900 mm
Plo00401	1280 x 630 x 900 mm



## MODULE SOUS PAILLASSE FIXE / MOBILE

Construction cadre support acier Inox, glissière de guidage des paniers et butée d'arrêt des paniers

REFERENCE	DIMENSIONS
Plo01200	600 x 400 x 600 mm



## MEUBLE PAILLASSE

Bloc caisson autoportant 3 tiroirs

REFERENCE	DIMENSIONS
Plo00600	600 x 600 x 450 mm

## ARCEAU DE TABLE A POSITION VARIABLE

Avec étrier de fixation équipée de 2 ou 4 accessoires, cadre en fil d'acier Inox

REFERENCE	DIMENSIONS
PF001300	540 x 690 mm



## CHARIOT PORTEFEUILLES

Armature acier inox 18/10  
4 barres de suspension supérieure, roulettes pivotantes

REFERENCE	DIMENSIONS
Plo00500	1200 x 640 x 800 mm

## DISTRIBUTION / RAMASSAGE



### MODULE SIMPLE FACE

REFERENCE	DIMENSIONS
PF001400	600 x 480 x 850 mm
PF001401	600 x 480 x 1200 mm
PF001402	600 x 480 x 1550 mm

### MODULE DOUBLE FACE

REFERENCE	DIMENSIONS
PF001500	600 x 600 x 850 mm
PF001501	600 x 600 x 1200 mm
PF001502	600 x 600 x 1550 mm
PF001503	600 x 800 x 850 mm
PF001504	600 x 800 x 1200 mm
PF001505	600 x 800 x 1550 mm

### MODULE TRIPLE FACE

REFERENCE	DIMENSIONS
PF001600	600 x 850 x 1200 mm
PF001601	600 x 850 x 1550 mm
PF001602	600 x 1150 x 1200 mm
PF001604	600 x 1150 x 1550 mm



### ELEMENT MOBILE DE STOCKAGE

Structure fil Inox avec étagères (quantité au choix),  
roulettes pivotantes avec ou sans poignées supérieures

REFERENCE	DIMENSIONS
Plo00300 (2 étagères)	680 x 630 x 800 mm
Plo00301 (3 étagères)	680 x 630 x 900 mm
Plo00302 (3 étagères)	980 x 630 x 900 mm
Plo00303 (4 étagères)	980 x 630 x 1700 mm
Plo00304 (5 étagères)	680 x 630 x 1600 mm
Plo00305 (5 étagères)	1300 x 630 x 1700 mm
<b>KIT ROULETTES</b>	
PD000001	DIAMETRE 125 mm





# ACCESSOIRES

## ETAGERE MULTIFONCTIONS

Maille 30 x 30, double bord périphérique, recevant bacs, plateaux, conteneurs etc...  
Fond Inox plein ou maille Inox



REFERENCE		DIMENSIONS
FOND FIL	FOND PLEIN	
PF000800	PF000201	600 x 180 x 150 h mm
PF000801	PF000200	600 x 300 x 150 h mm
PF000802	PF000202	600 x 400 x 150 h mm



## ETAGERE MULTIFONCTIONS DOUBLE


Maille 30 x 30, double bord périphérique

REFERENCE	DIMENSIONS
PF000001	600 x 180 x 300 h mm
PF000002	600 x 180 x 150 h mm

## RACK A SUTURES

Stockage boites de ligatures

REFERENCE	DIMENSIONS
PF000100	600 x 200 x 150 h mm
PF000101	600 x 300 x 150 h mm
PF000102	600 x 400 x 150 h mm




## SUPPORT FEUILLES OU DOSSIERS

REFERENCE	DIMENSIONS
PF000600	600 x 300 x 150 h mm


## ACCESSOIRES

### RACK SUPPORT BAC A BEC SIMPLE

Réalisé en acier Inox, cadre et console  
 Fil diamètre 6 mm



REFERENCE	DIMENSIONS
PF000300	600 x 200 x 150 h mm
PF000301	600 x 350 x 150 h mm



### RACK SUPPORT BAC A BEC DOUBLE

Réalisé en acier Inox, cadre et console  
 Fil diamètre 6 mm

REFERENCE	DIMENSIONS
PF000302	600 x 180 x 300 h mm
PF000303	600 x 200 x 300 h mm

### DEROULEUR DE GAINES

Cadre périphérique fil, maille 125 x 300



REFERENCE	DIMENSIONS
PF000401	600 x 300 x 150 mm



### ECRITOIRE AVEC CASIER INFERIEUR

Casier hauteur 60, tôle acier Inox, finition poli brossé satiné

REFERENCE	DIMENSIONS
Plo00100	600 x 300 x 200 h mm

# ACCESSOIRES

## CASIERS A SONDES

REFERENCE	DIMENSIONS
PF001200	300 x 150 x 600 h mm



## PANIER A GANTS

REFERENCE	DIMENSIONS
PA000001	600 x 150 x 150 h mm

## ETAGERE CONSOLE POUR APPAREILS ELECTRONIQUES


Réalisé en acier Inox, cadre supérieur et console fil

REFERENCE	DIMENSIONS
Pl001100	600 x 400 x 150 h mm



## ETRIER A INSTRUMENTS OU SONDES

10 crochets / 150 mm, maille 30 x 30



REFERENCE	DIMENSIONS
PF000500	600 x 300 mm



## RANGEMENT



### ELEMENT DE RANGEMENT

Élément de rangement composé de croisillons, échelles, étagères en fils ou tôles pleines et/ou de roulettes

REFERENCE		DIMENSIONS
Échelle		Toutes dimensions
Croisillons		Toutes dimensions
<b>ÉTAGERES FILS</b>	PF001900	680 x 430 mm
	PF001901	680 x 630 mm
	PF001902	1280 x 430 mm
	PF001903	1280 x 630 mm
<b>ÉTAGERES TOLES PLEINES</b>	PF001904	680 x 430 mm
	PF001905	680 x 630 mm
	PF001906	1280 x 430 mm
	PF001907	1280 x 630 mm

Kit Roulettes	
PD000001	Diamètre 125 mm



# RANGEMENT

## ARCEAU MURAL SIMPLE

A décrochage rapide pour nettoyage et désinfection, cadre renforcé fil diamètre 10, équipé de crochets



REFERENCE	DIMENSIONS
PF001800	540 x 1010 mm - capacité 3
PF001801	540 x 1330 mm - capacité 4
PF001802	540 x 690 mm - capacité 2



## STOCKAGE DES MODULES DE LAVAGE

Élément de stockage des modules de lavage, tube 30 x 30 avec vérins de réglage de niveau

REFERENCE	DIMENSIONS
ALML01	800 x 800 x 900 h mm



## RANGEMENT

### STOCKAGE DES EMBASES AUTOCLAVE

Élément de stockage des embases internes autoclave, structure 2 pieds et fixée au mur. Possibilité 4 pieds



REFERENCE	DIMENSIONS
AAEA01	Selon embase



### STRUCTURE DE RECEPTION EMBASES

Élément de conditionnement équipé d'un rail de fond de cuve, permettant la réception d'embases autoclaves

REFERENCE	DIMENSIONS
AARE01	700 x 1200 x 800 mm



## PANIER DE LAVAGE

### PANIER de lavage NORMALISATION DIN

Panier de lavage maille 5x5

REFERENCE	DIMENSIONS
PALC62	485 x 254 x 50 h mm
PALC66	240 x 250 x 50 h mm
<b>Panier à mailles fines pour petite instrumentation (ø 0.4 x 0.4 mm)</b>	
PALC62MF	485 x 254 x 50 h mm
PALC66MF	240 x 250 x 50 h mm

Autres dimensions sur demande



### PANIER FIL INOX

REFERENCE	DIMENSIONS
PALC63	120 x 120 x 120 h mm
PALC65	400 x 120 x 70 h mm
PALC71	220 x 150 x 50 h mm

### COUVERCLES

REFERENCE	DIMENSIONS
PALC62C	485 x 254
PALC66C	240 x 250
PALC64	120 x 120
PALC67	400 x 120
PALC87	220 x 150

### PANIER ANGULAIRE

REFERENCE	DIMENSIONS
PALC68	220 x 220 x 100 h mm
PALC69	220 x 220 x 130 h mm
PALC70	220 x 220 x 200 h mm






## PANIER DE STÉRILISATION

### RACK DE DISTRIBUTION



REFERENCE	DIMENSIONS
PF001700	600 x 300 x 150 h mm
PF001701	600 x 300 x 300 h mm
PF001702	600 x 400 x 300 h mm
PF001703	600 x 300 x 400 h mm

### PANIER FIL INOX



REFERENCE	DIMENSIONS
PAA00100	300 x 400 x 150 h mm
PAA00101	300 x 400 x 300 h mm
PAA00102	600 x 400 x 150 h mm
PAA00103	600 x 400 x 300 h mm
PAA00104	900 x 400 x 150 h mm

### PANIER DE STÉRILISATION NORMALISATION DIN 6x3x3



REFERENCE	DIMENSIONS
PAA00300	300 x 150 x 150 h mm
PAA00301	300 x 300 x 150 h mm
PAA00302	300 x 300 x 300 h mm
PAA00303	600 x 150 x 150 h mm
PAA00304	600 x 300 x 150 h mm
PAA00305	600 x 300 x 300 h mm
PAA00306	900 x 300 x 300 h mm

Autres dimensions sur demande



# DECONTAMINATION

## BAC DE DECONTAMINATION

Bac et couvercle en POLYPROPYLENE chargé AUTOCLAVABLE, résistant aux produits chimiques. Compatible avec tous paniers instrumentations jusqu'au 540 x 255. Compatible pour ancillaires.

### ACCESSOIRES :

- Robinet de vidange
- Clip de verrouillage
- Graduation

Autres dimensions sur demande



## KIT POMPE DE VIDANGE

Débit 30 Litres / minute -  
Viscosité maximum 250M PAS  
Température maximum 45°C  
Matériaux en contact avec le liquide Hastelloy (PP.ETFE.PFTE/CARBONE.FPD)  
Moteur 160W, 240 Volt Mono— Poids 1,5 Kg  
Longueur de canne 500 mm  
Marquage CE

La solution économique offrant maniabilité et sécurité pour la vidange de bacs de décontamination et de trempage. Corps de pompe en POLYPROPYLENE (PP), garniture mécanique convient aux acides et bases même très corrosifs.

Exemple de liquides compatibles :

ACIDES : acétiques, borique, citrique, formique, lactique phosphorique.

LESSIVES : de potasse, de soude, ammoniacale, acides chlorydrique, fluorhydrique, sulfurique, eau chlorurée.

- Pompe de vidange
- Tuyau flexible 1,5 m
- Dispositif de suspension murale

## DECONTAMINATION



### CHARIOT MOBILE BAC DE DECONTAMINATION

Chariot en acier Inoxydable 18/10 conçu pour le transport d'un bac de décontamination avec protection pour le robinet en partie supérieure. Possibilité de transporter un autre bac en partie inférieure.

REFERENCE	DIMENSIONS
Plo01300	480 x 790 x 940 h mm

### CHARIOT DE STOCKAGE DE BACS DE DECONTAMINATION

Chariot en acier Inoxydable 18/10 conçu pour le transport des bacs de décontamination.



REFERENCE	DIMENSIONS
Plo01301	400 x 600 x 850 h mm



### GUERIDON

Guéridon de bloc pour conteneurs, paniers, moniteurs, etc... Construction en acier inoxydable poli 18/10. 4 roues pivotantes

#### ACCESSOIRES :

- Roues à frein en option
- Butoirs d'angle

REFERENCE	DIMENSIONS
Plo01400	Sur demande

## MODULE DE CHARGEMENT

### MODULE DE CHARGEMENT

Module de chargement 3 niveaux amovible.  
Acier Inox

REFERENCE	DIMENSIONS
AAMUC3	400 x 600 x 600 h mm
AAMUC6	600 x 600 x 600 h mm

Autres dimensions sur demande



## CHARIOT MANUEL EXTERNE



### CHARIOT MANUEL EXTERNE POUR LE DEPLACEMENT DES CHARGES

Disponible à hauteur fixe ou variable  
Réalisé en acier inox

## ADOUCCISSEUR / COMPRESSEUR

### COMPRESSEUR D'AIR

Compresseur d'air silencieux "JUN AIR"

REFERENCE	VOLUME
PF95902000 - 6x15	15 litres
PF95902001 - 6x25	25 litres



### ADOUCCISSEUR D'EAU "LE KID"

#### CARACTERISTIQUES :

Dureté maximale de l'eau brute : 100°F  
 Taux de fer maximum de l'eau brute : 10 g/m<sup>3</sup>  
 Seuil de filtration du filtre autonettoyant : 20 µ  
 Pression min/max de fonctionnement : 1,4 à 6 Bars  
 Diamètre des entrées/sorties : 3/4"  
 Alimentation électrique : 220 Volts/50 Hz

REFERENCE	VOLUME
TEA95907200	10 litres
TEA95907300	20 litres
TEA95907400	30 litres



# COLUSSI



## C'est également une gamme d'appareil qui s'articule autour de quatre secteurs :

### Hôpitaux - Cliniques

- Lavage
- Stérilisation
- SAS et Guichet
- Soudeuses



### Laboratoires de recherches et Animaleries

- Lavage
- Stérilisation



### Endoscopie

### Hygiène et désinfection



N'hésitez pas à nous demander nos différents catalogues





**Siège Social :**

COLUSSI ■ 113 route du Charpenay

69210 LENTILLY

Tél. : + 33(0) 4 74 01 86 31 ■ Fax : + 33(0) 4 74 72 11 04

[contact@colussi.fr](mailto:contact@colussi.fr)

[www.colussi.fr](http://www.colussi.fr)



Innovation au service de la stérilisation

